



CareLyte *Plus*

Выбор для ветеринарных лабораторий

CareLyte^{Plus}

Пользовательский ввод
5-дюймовый сенсорный экран
Удаленный доступ

Хранилище данных
10 000 результатов пациентов
10 000 результатов контроля качества на уровень

Связь
Локальная сеть,
Wi-Fi, 4 порта USB
RS232, ЛИС

Время анализа
28 сек (512/час)

Калибровка
2 балла каждые 4 часа
1 балл за каждый образец
По требованию

**Количество
Параметры**
5 Всего
4 (одновременно)

Поддерживать
Интерфейс онлайн-сервиса

Размер образца
Цельная кровь, сыворотка (95 мкл)
Глазма, КК (95 мкл)
Моча (180 мкл)

Языки
English, 中文, Français, Deutsch,
Italiano, 日本語, 한국어, Português,
Русский, Español, Türkçe, Bahasa Indo

Ветеринарные опции
Кошачьи, Собачьи, Бычьи, Лошадиные,
Свинья, овца, мышь или открытый

Параметр	Диапазон	Воспроизводимость ¹	Разрешение
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Моча ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-типичное в рамках цикла (n=30) Кровь, сыворотка, плазма

2-Кальций и литий обычно не измеряются в образцах мочи.

3-(60-120) требует дополнительного разбавления

Власть
100-240V, 50W Макс
50-60 Hz, 1.6A Макс

Размер и вес
13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

Условия окружающей среды
Влажность: < 85%
Комнатная температура: 60-90°F (15-32°C)



DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.
www.diamonddiagnostics.com
main@diamonddiagnostics.com
+1 508-429-0450

SP023-0144F REV02 02/11/25